



SN-CY1 拉力机专用裁样器 用户手册

广州首诺科学仪器有限公司

(使用前请认真阅读)

前 言

尊敬的顾客：

感谢您选择广州首诺的产品。

该仪器拉力机专用裁样器用于各种塑料薄膜、纸张等材料在拉伸、剥离、热封等实验前的裁样。本产品结构紧凑、操作简便、被裁样品边缘光滑无毛刺，有效避免因裁样不佳而产生的实验误差。

广州首诺科学仪器有限公司

拉力机专用裁样器使用说明

将裁样器放置平台上，“旋转手柄”向右方向放置，将样品裁至 180mm 宽*300mm 长，放好样品后在两个槽口之间，用弹簧拉杆固定好样品，拉开止动销，将“旋转手柄”向逆时针方向旋转一圈即可完成试验。



（图片仅供参考，以实物为准）

衷心感谢您的阅读！

本说明书最终解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书中的图片及文字解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书内容若有变动，恕不另行通知，如有疑义，请通过电话进行咨询。

我们尽力确保本说明书上的信息，但首诺对印刷或文字错误概不负责。

本仪器所测试结果仅用于使用公司做产品质量把控参考，不做其他用途。

广州首诺科学仪器有限公司版权所有，保留所有权力。

广州首诺科学仪器有限公司

地 址：广东省广州市增城区宁西街香山大道 8 号之三 701 房

电 话：020 -82898533

售后热线：020-26221916 18144890577

传 真：020 – 82898533

网 址：www.gzsnyq.com